

INFORMATION STELLMITTEL KUR 1

KUR 1 erhöht die Viskosität der damit eingestellten Glasuren und verhindert so Entmischen und hartes Absetzen. Es ermöglicht einen guten Verlauf, reduziert Schlieren- und Wulstbildungen beim Glasieren. Durch seine pastöse Form ist es leicht wasserlöslich und kann auch nachträglich dem Schlicker zugegeben werden.

Die so eingestellte Viskosität bleibt erhalten. KUR 1 ist geruchsneutral und gemäß Gefahrstoffverordnung nicht kennzeichnungspflichtig.

Die Zugabemenge beträgt für alle Applikationsarten auf die Glasurmenge bezogen 1 – 2 %.

Anmachwassergehalte:	Pinselauftrag	55 – 65 %
	Tauchen, Schütten	70 – 85 %

Die Anhaltswerte variieren nach Glasur, Saugkraft des Scherbens, gewünschter Auftragsstärke sowie individueller Auftragstechnik.